



MaxZero®  BD  
Conector con tecnología antirreflujo  
de presión positiva.<sup>1-2</sup>

# CCmax

CIRCUITO CERRADO DE PRESIÓN POSITIVA



Ps Anesthesia® sa  
Innovation in health

# ccmax

CIRCUITO CERRADO DE PRESIÓN POSITIVA



- **Sin espacio intersticial**  
limita el crecimiento bacteriano.
- **7 días de permanencia.**  
Hasta 200 activaciones
- **Doble sello de seguridad**  
reduce la penetración microbiana
- **Sin espacio muerto**  
permite el lavado completo del dispositivo
- **No produce hemólisis**  
apto para la toma de muestras de sangre.
- **Alta presión**  
hasta 325PSI a 10ml/seg.
- **Presión positiva**  
Reduce la oclusión del catéter tras la desconexión

**Escanea el QR  
y conoce el catálogo completo**

