

El **soporte nutricional especializado** no está libre de riesgos. Los errores de conexión entre sistemas de administración enteral y parenteral son una realidad y ponen en riesgo la seguridad del paciente

“**nutren** es el sistema de administración para nutrición enteral segura con conexión ENFit de acuerdo a la norma de diseño ISO 80369-3, diseñada por PSA+”



Una **transición segura** hacia una **conexión segura**




La implementación integral del sistema de conexión segura ENFit, contempla una fase de transición. **PSA+ cuenta con adaptadores ENLock** que permiten el acople a las sondas de nutrición enteral existentes en la actualidad y **adaptadores ENPlus** para evitar perdidas en la conexión con las bolsas de alimentación por el uso de sets de infusión parenteral.

## Nutrición Enteral Segura

LATEX FREE + CONEXIÓN SEGURA ENFit + DEHP FREE

Reduce el riesgo de administrar por vía parenteral medicaciones y formulas nutricionales enterales.



**Prolongador Macro para administración enteral.**  
Tubuladura de PVC violeta 4.1mm, conectores ENFit, macho y hembra.

**Prolongador Micro para administración enteral.** Tubuladura de PVC violeta 2.5mm, conectores ENFit, macho y hembra.

**Set para administración enteral.** Circuito para administración enteral, conector ENPlus, cámara de goteo (20gotas= 1ml), 1 puerto ENFit(Macho), Conector ENFit (Hembra).

**Set de Administración Enteral** Multiespiga Circuito para administración enteral con doble entrada a la cámara de goteo (20gotas= 1ml), Conector ENFit (Hembra).

FRASCO NUTRICIÓN ENTERAL 125cc apto pasteurización



FRASCO NUTRICIÓN ENTERAL 650cc apto pasteurización




Los sistemas de conexión constituyen un **factor determinante en la seguridad del paciente.**

### REDUCE EL RIESGO DE ERRORES DE CONEXIÓN



**Incompatibilidad por diseño**  
La diferencia de diámetros y ángulos de roscas impide la conexión del sistema Luer (ISO 80369-7 ex 594) utilizado en tubos, jeringas y catéteres para acceso vascular.



**Orientación invertida** de los conectores hembra/macho respecto de los sistemas de administración intravenosa.

MEJORA LA **SEGURIDAD DEL PACIENTE**

ISO 80369-3





www.anesthesiasa.com



PSA+



Ps Anesthesia<sup>®</sup> sa  
innovative elements in health



Anesthesia family:

Ps Anesthesia<sup>®</sup> PERISET

Ps Anesthesia<sup>®</sup> RAQUISET

Aneskit



Circuito cerrado  
libre de agujas



nutren



nutren



Pte. Perón N° 100 | Brandsen (CP 1980) | PCIA Bs. As.  
Tel.: (02223) 44 4260 | Fax (02223) 44 4595

*soluciones integrales,  
para la seguridad del paciente*