



Soluciones integrales,
para la seguridad del paciente

El **soporte nutricional especializado** no está libre de riesgos. Los errores de conexión entre sistemas de administración enteral y parenteral son una realidad y ponen en riesgo la seguridad del paciente

“**Nutren es el sistema de administración para nutrición enteral segura con conexión ENFit de acuerdo a la norma de diseño ISO 80369-3, diseñada por PSA+**”

Nutrición Enteral **Segura**

LATEX FREE



CONEXIÓN SEGURA ENFit



DEHP FREE

Reduce el riesgo de administrar por vía parenteral medicaciones y formulas nutricionales enterales.

Los sistemas de conexión constituyen un **factor determinante en la seguridad del paciente.**

REDUCE EL RIESGO DE ERRORES DE CONEXIÓN



Incompatibilidad por diseño:

La diferencia de diámetros y ángulos de roscas impide la conexión del sistema Luer (ISO 80369-7 ex 594) utilizado en tubos, jeringas y catéteres para acceso vascular.

conector ENFit

Orientación invertida de los conectores hembra/macho respecto de los sistemas de administración intravenosa.




MEJORA LA **SEGURIDAD DEL PACIENTE**


ISO 80369-3




Una **transición segura** hacia una **conexión segura**



Adaptador para jeringas SLIM FEMALE ENFit



Adaptador ENPLUS



Adaptador MALE EN-Fit-ENLock

La implementación integral del sistema de conexión segura ENFit, contempla una fase de transición. **PSA+ cuenta con adaptadores ENLock** que permiten el acople a las sondas de nutrición enteral existentes en la actualidad y **adaptadores ENPlus** para evitar perdidas en la conexión con las bolsas de alimentación por el uso de sets de infusión parenteral.



Prolongador Macro para administración enteral.
Tubuladura de PVC violeta 4.1mm, conectores ENFit, macho y hembra.



Prolongador Micro para administración enteral.
Tubuladura de PVC violeta 2.5mm, conectores ENFit, macho y hembra.



Set para administración enteral.
Circuito para administración enteral, conector ENPlus, cámara de goteo (20gotas= 1ml), 1 puerto ENFit(Macho), Conector ENFit (Hembra).



Set de Administración Enteral
Multiespiga Circuito para administración enteral con doble entrada a la cámara de goteo (20gotas= 1ml), Conector ENFit (Hembra).

FRASCO NUTRICIÓN ENTERAL 125cc apto pasteurización




FRASCO NUTRICIÓN ENTERAL 650cc apto pasteurización

FRASCO NUTRICIÓN ENTERAL 300 cc apto pasteurización



DISPOSITIVOS MEDICOS
RE 13485-2016

www.anesthesiasa.com



Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
PM 1583-18



Ps Anesthesia® sa
innovative elements in health

Anesthesia family:

Ps Anesthesia PERISET

Ps Anesthesia RAQUISET

Aneskit



Circuito cerrado libre de agujas

ne nutren

Clean up

vitrolife

labkit+

hemolife

CVCmax



Pte. Perón N° 100 | Brandsen (CP 1980) | PCIA Bs. As.
Tel.: (02223) 44 4260 | Fax (02223) 44 4595